

ADHESIVES

CERAMIC AND METAL

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

LỚP LÓT ĐA DỤNG DÙNG CHO TẤT CẢ CÁC BỀ MẶT PHỤC HÌNH

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS là chất primer đa dụng cho hầu hết tất cả các bề mặt phục hình. Sản phẩm có thể kết dính bền vững với sứ (lithium disilicate, zirconia), sứ hybrid (e.g. ESTENIA C&B), composite và kim loại.



CHỈ ĐỊNH

- Xử lý bề mặt phục hình sứ, sứ hybrid, composite hoặc kim loại.
- Sửa chữa phục hồi sứ, sứ hybrid, composite hoặc kim loại bị gãy trong miệng.

LỢI ÍCH

- Bước chuẩn bị để thực hiện phục hình sứ, sứ hybrid, composite hoặc kim loại.
- Keo dán gốc MDP và chất xúc tác kép silane - MPS đảm bảo độ dán dính chắc chắn.
- Dễ dàng sử dụng (bôi và thổi khô).

SẢN PHẨM HIỆN HÀNH

- 1 Chai: 4ml

ADHESIVES

METAL PRIMER

ALLOY PRIMER

LỚP LÓT DÙNG CHO PHỤC HÌNH KIM LOẠI

ALLOY PRIMER là bước đầu tiên trong quá trình dán kim loại, được sử dụng để làm tăng khả năng dán của nhựa và este acrylic với vàng, titan và các hợp kim nha khoa khác nên việc xử lý trước bề mặt kim loại không còn cần thiết nữa. Các liên kết hóa học được tạo ra mang lại độ dán lý tưởng giữa composite với các hợp kim, vì thế ALLOY PRIMER cũng có thể được sử dụng trong sửa chữa các phục hình bị gãy tại phòng nha hoặc lab.

ALLOY PRIMER sử dụng đơn giản và tiết kiệm: phủ một lớp mỏng lên bề mặt kim loại đã được làm nhám hoặc thổi cát và làm sạch, thời gian làm việc trong 5 giây. Tiếp tục quy trình dán như thông thường.

CHỈ ĐỊNH

- Dán inlay/onlay, mão và cầu răng kim loại.
- Dán chốt kim loại.
- Sửa chữa veneer composite, sứ, mão và cầu răng sứ-kim loại bị gãy.
- Chế tác hàm giả tháo lắp kim loại nền kim loại, móc và attachment.
- Sửa chữa hàm giả.

LỢI ÍCH

- Chỉ định đa dạng.
- Sử dụng cả trong và ngoài miệng.
- Tăng độ bền dán với hợp kim, kim loại quý.
- Thay thế quy trình mạ thiếc kim loại.
- Tiết kiệm.

SẢN PHẨM HIỆN HÀNH

- 1 Chai: 5ml

